

# Alertas Sanitarias

Dirección de Dispositivos Médicos  
y Otras Tecnologías



## MÁQUINA DE ANESTESIA ZEUS IE DRÄGER / MÁQUINA DE ANESTESIA

06 de febrero de 2025

Draeger informa sobre la variación de lecturas de CO2 durante las pruebas de servicio. En algunos casos, ya no se alcanzaba la precisión ISO.

La comprobación de tolerancia tiene por objeto garantizar que la máquina de anestesia Zeus IE mida todos los gases con la precisión especificada hasta la siguiente comprobación.


Para mayor información,  
escanea el siguiente código Qr:



## SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INCISIONES PREVENA: APÓSITO PREVENA - PEEL & PLACE, PREVENA PEEL & PLACE DRESSING, APÓSITO PREVENA ADAPTABLE (PREVENA CUSTOMIZABLE DRESSING), COLECTOR - CONTENEDOR PREVENA (PREVENA CANISTER).

18 de febrero de 2025

Retiro del producto del mercado porque el fabricante ha identificado que productos distribuidos entre el 11 de marzo de 2024 y el 18 de noviembre de 2024, los cuales fueron liberados con un umbral de alarma de fuga inferior al especificado en el diseño de los productos. Lo anterior, provoca que las unidades de terapia activen alarmas de manera prematura, aunque no haya fugas en el sistema, y que potencialmente sigan activando alarmas durante la terapia, incluso cuando no haya fugas visibles.



Para mayor información,  
escanea el siguiente código Qr:

